

3-MAX™

CAVITAȚIE CU ULTRASUNETE, RF MULTI- și BIPOLAR, VACUUM



3-MAX™ - Tratamente remodelare integrate

3-MAX™ este cel mai avansat sistem de remodelare corporal și tratamentul celulitei, care integrează cavitația cu ultrasunete, RF multi- și bipolar și masa cu vacuum.

CAVITAȚIE
ULTRASUNETE

+

RF
MULTI-POLAR
și BI-POLAR

+

VACUUM

Aplicațiile 3-MAX™

- eliminarea celulitei și reducerea stratului adipos
- accelerarea metabolismului gr simii
- regenerarea stratului de colagen
- reducerea circumferinței
- remodelare corporal
- o piele mai fermă și eliminarea ridurilor

Avantajele 3-MAX™

- ultrasunet 36kHz de joasă frecvență stabil și sigur
- funcție RF integrată cu vacuum
- tehnologie RF de ultimă oră multi- și bi-polar
- 4 tipuri de pulsuri în modul cavitație și vacuum
- posibilitatea decuplării RF de vacuum
- operare simplă și ușoară
- comenzi digitale pe ecran LCD touch screen 7 inch
- pedal
- design compact pentru spații restrânse



3-MAX™ soluții inovative de încredere

Cavitația cu ultrasunete

Stimularea continuă cu supra-presiune cavitațională rupe membranele celulare și cauzează o implozie care face ca particulele de grăsime (trigliceride) să se distrugă și să se transforme din substanță solidă, în substanță lichidă (digliceride), putând fi absorbite mai ușor de către sistemele de eliminare naturală ale organismului, sistemul limfatic și cile urinare.

Radiofrecvență (RF) Multi- și bi-polar cu vacuum

Radiofrecvența multipolar de ultimă generație livrează energia termică și undele electromagnetice adânc în straturile dermale pentru a stimula procesele fiziologice. Vă oferim rezultate în tratamentul celulitei, remodelare corporală și regenerarea colagenului.

Radiofrecvența bipolară are efecte în straturile dermale până la adâncime de 5-10mm, ajutând metabolismul straturilor adipoase. Efectul combinat de radiofrecvență cu masaj vacuumatic este soluția fără efecte secundare și aduce îmbunătățiri aspectului celulitei și condiției generale a pielii. O serie de tratamente pentru întreținere și mentenanță au rezultate de lungă durată.

Aplicatoare specializate pentru pacient și practicant

Cu 3-MAX™ tratați focusat doar pe zona de interes

3-MAX™ specificații tehnice

Frecvența ultrasunete	36KHZ
Radiofrecvență	Multipolar (1Mhz), Bipolar (2Mhz)
Putere vacuum	650mmHg
Afișaj	7 inch, Digital Touch Screen
Dimensiuni	505 x 405 x 1330mm
Greutate	52kg
Rețea	220V/50Hz

3-MAX™ soluția optimă pentru tratamentul celulitei și remodelare corporală

3-MAX™ combină cavitația cu ultrasunete și RF multi- și bi-polar cu masajul cu vacuum, pentru a obține rezultate locale (targetate) optime.

- aplicatorul de cavitație emite ultrasunete continue la o frecvență care afectează mecanic și termic celulele adipoase.
- după tratamentul de cavitație, radiofrecvența multi- și bi-polar combinată cu vacuum livrează energie termică și asigură drenajul limfatic al stratului adipos.

Prin combinarea tratamentelor 3-MAX™ este cea mai bună soluție pentru problemele asociate obezității.

Aplicator cavitație cu ultrasunete stabil



- efect cavitație puternic de la două generatoare
- tratamente efective prin 4 moduri pulsate
- rezultate garantate
- funcție "lumina operare"

CORP

Aplicator RF multi-polar și vacuum (corp)



- funcție cu vibrații dinamice
- multiple tratamente ușoare - design ergonomic aplicator
- LED intens cu lumină roșie
- tehnologie RF multi-polar de ultimă generație

CORP

Aplicator bi-polar și vacuum (față)



- tratamente face-lifting
- vibrații dinamice și puternice
- drenaj limfatic pentru zona facială
- 4 tipuri de vacuum disponibile

FAȚĂ