

Mezopora ia Infusion™

Rezultate clinice remarcabile prin
tehnica de livrare transdermal Ionwave™



Redefinind tiin a mezoterapiei needle-free



Infusion™ Ionwave™ cre te permeabilitatea i permite livrarea sigur a cocktailului natural de proteine i vitamine. Valuri de pulsuri special proiectate deschid temporar micro-canale în membrana celular pentru a trece prin stratum corneum f r incizii în piele.



Efectul Ionwave™:

1. Sub impactul Ionwave™ celula î i rearanjeaz structural stratul dublu de lipide pentru a forma micro-pori în membrana celulei.

2. Ac ionând ca „portar“-ul celulei, micro canalele permit sau restric ioneaz trecerea componen ilor nutri ionali i a extractelor. Micro canalele au o durat de via scurt i se închid la scurt timp dup ce solu ia a fost livrat .

Infusion™ electropora ie / mezopora ie - alternativa sigur f r ace i durere

Electropora ia / mezopora ia Infusion™ este alternativa sigur , f r ace if r durere a mezoterapiei clasice - ofer toate beneficiile mezoterapiei, f r riscurile acesteia. Infusion™ revitalizeaz tegumenul cu cocktailuri special dezvoltate i are ca rezultat o piele supl , proasp t i radiant . Bazat pe inven ia electropora iei onorat cu premiul Nobel, Infusion™ maximizeaz permeabilitatea i absorb ia celulelor îmbun t ind aspectul general a fe ei i a corpului.

Gândit pentru esteticieni profesioni ti, Infusion™ ofer solu ia perfect , non-invaziv , la o varietate larg de afec iuni i imperfec iuni ale pielii, i l rge te op iunile de tratament pentru:

- tratamentul ridurilor i anti-aging;
- regenerarea collagenului;
- hidratarea profund a pielii;
- rejuvenarea i tonificarea pielii;
- remodelare corporal i reducerea cellulitei;
- tratamentul vergeturilor.

Infusion™– îmbun t e te portofoliul servciilor Dvs.

Sistemul Infusion™ este cea mai de calitate achizi ie pentru clinica Dvs. Poate fi utilizat de sine sau în combina ie cu alte tratamente i este tratamentul complementar perfect pentru proceduri standard de peeling i exfoliere. Un plus necesar pentru practica estetic , Infusion™ ofer o solu ie confortabil i convenient pentru îngrijirea pielii pacientului Dvs.

Infusion™ - soluții ionizate sterile de calitate, hipoalergenice și non-iritante

Bazat pe componente 100% naturale, soluțiile Viora sunt create din cele mai pure și de calitate ingrediente pentru a maximiza absorbția celulelor și a asigura siguranță și eficacitate. Dezvoltate științific pentru a obține rezultatele dorite, relația dintre soluțiile ionice și Infusion™ determină adâncimea de penetrare și asigură permeabilitate optimă. Fiecare soluție este un mix de serumi speciale, proteine și vitamine - fiecare fiind special formulat pentru aplicația specifică. Utilizarea soluțiilor ionizate Infusion™ unice în conjuncție cu Infusion™ este recomandat pentru obținerea rezultatelor optime.

Specificații tehnice

Energie	Bipolar (Ionwave™)
Impedanță	10 kilo Ohm
Capete tratamente	2 capete independente: 1 cap tratament față // D28mm 1 cap tratamente corporale // D60mm
Reglaj putere	Linear, ajustare continuă de la 0 la maxim
Proprietăți electrice	220 V, 50 c/s or 110 V, 60 c/s-50 V/A
Dimensiuni	35cm (L) x 27cm (W) x 24cm (H)
Greutate	5,0 kg /11 lbs

Despre Viora

Viora este lider de piață în dezvoltarea sistemelor avansate de estetic medical dedicat chirurgilor plastici, medicilor dermatologi și esteticienilor din întreaga lume. Dedicat cercetării și dezvoltării soluțiilor sigure și estetice, Viora asigură cel mai înalt standard în domeniu la un preț accesibil.

Viora oferă o gamă largă de tratamente care includ remodelarea corporală, tratamentul celulitei, rejuvenarea pielii, epilare progresivă definitivă și tratamente anti-aging. Toate produsele sunt proiectate de o echipă de veterani în dezvoltarea echipamentelor de estetic medical, bazate pe recomandările profesioniștilor din estetic, chirurghi plastici și dermatologi. Toate produsele Viora sunt produse sub certificare ISO No. 13485.

Infusion™ Basic Value Configuration include ampule pentru 180 tratamente!

- Infusion™ – Face Intensive Hydrating
- Infusion™ – Face Collagen Booster
- Infusion™ – Face Anti- Wrinkle & Lifting
- Infusion™ – Body LipoELiM
- Infusion™ – Body Anti stretch Mark
- Infusion™ – Body SkinFirm

Avantaje Infusion™

- Ionwave™: tehnologie de ultimă generație proiectată pentru a crea permeabilitate optimă fără riscul infecției sau rănirii.
- Rezultate imediat vizibile: absorbție maximă a soluțiilor ionizate speciale pentru rezultate pe care pacienții le văd și simt.
- Fără durere: Pacienții se bucură de tratamente sigure, neinvazive fără edem, infecție sau zgârieturi.
- Design inteligent și ergonomic: aparatul este ușor de utilizat și funcțional și permite utilizatorului un tratament confortabil.
- Unitate compactă și ușoară: portabilitate merită pentru tratamente flexibile.

