

# Epilarea definitiv IPL Trios™

Reducerea pilozității, o piele mai fină, mai radiantă, mai tânără  
— un singur aparat, mai multe tratamente



## Sistemul de epilare definitiv IPL Trios™

Proiectat în inima industriei producătoare de IPL-uri - Trios™ a fost dezvoltat de o echipă de cercetare cu o experiență de mai bine de două decenii în materie de tehnologie IPL. Trios™ este un sistem care vă asigură cele mai populare tratamente cu lumină intens pulsată - de la epilare progresiv definitiv, la tratamentul acneei active.

Ca o companie consacrată în domeniul dermato-cosmeticii, Viora întotdeauna lansează produse de înaltă calitate și avansate tehnologic, pentru a forma parteneriate de lungă durată cu afacerea Dvs.

## Abilitatea de a oferi mai mult

Trios™ asigură pentru afacerea Dvs. cel mai popular tratament estetic din domeniu - epilarea progresiv definitivă. Acum puteți oferi înșir și mai mult prin fototerapie, cu tratamente ce se întind de la rejuvenare până la acnee.

Trios™ este un sistem modular cu aplicații versatile ce vă permit extinderea portofoliului Dvs. de tratamente și adresabilitatea pacienților Dvs. cu următoarele soluții estetice:

- Epilare progresiv definitivă și hirsutism
- Leziuni vasculare și pigmentare (tratamente rejuvenare)
- Riduri fine
- Probleme de pigmentare (expunere solară, pete datorite vârstei)
- Acnee activă

## Rezultate înainte de toate

Bazat pe un proces numit fototermoliză selectivă, Trios™ emite lumină intens pulsată într-un singur flash. Targetul luminii intens pulsate sunt cromoforii (celule sensibile la lumină) care absorb energia și facilitează procese specifice biologice pentru a atinge rezultatele clinice dorite.



Epilare definitivă



Rejuvenare



Tratamente acnee



## O multitudine de avantaje

Trios™ a fost proiectat pentru a oferi esteticienilor un sistem ce asigură performanțe fără compromisuri, siguranță și eficiență la cele mai exigente nivele.

În acest context, Trios™ oferă avantaje greu de întrecut în segmentul aparatelor estetice profesionale:

- Energie de 22 J/Cm2 livrat pe țesut pentru tratamente eficiente și rezultate maxime.
- Setări multiple pentru a permite tratamente personalizate pentru pacienți Dvs.
- Un sistem robust și de încredere - produs sub cele mai înalte standarde de calitate, cu necesități de mentenanță și instalare minime.
- Standarde înalte de siguranță: management avansat computerizat pentru a controla performanțele sistemului și a oferi tratamente fără risc pentru pacient.
- Rezultate vizibile după primul tratament.
- Tratamente rapide și confortabile.
- Interfață prietenoasă digitală.
- Design unic și ergonomic al aplicatorului.
- Sistem portabil ceea ce permite utilizarea în locații multiple.

## Specificatii tehnice

Energie	Până la 22 J/Cm2
Lungimi de undă	HR: 530-1200 nM SR: 570-1200 nM AC: 400-1200 nM
Durata puls	25 msec
Rată repetiție puls	0.33Hz (la fiecare 2-3 secunde)
Dimensiunea spotului	15 X 50 mm (7.5Cm2)
Dimensiuni	45cm (L) x 38cm (W) x 27cm (H)
Greutate	17 kg / 37lbs
Rețea	220V/50Hz - 800 V/A

## O formulă profitabilă

### Dimensiunea mare a spotului (7,5Cm2)

- timpi de tratament redus
- acuratețe și eficiență crescute
- mai puține pulsuri pe tratament

### Consumabil cu viață lungă (100.000 pulsuri)

- cost eficient

### Rată de repetiție mare

- timpi de tratament rapid
- mai multe tratamente posibile pe zi

### Aplicații / tratamente multiple

- adresabilitate mare
- versatilitate

## Despre Viora

Viora este lider de piață în dezvoltarea sistemelor avansate de estetic medical dedicat chirurgilor plastici, medicilor dermatologi și esteticienilor din întreaga lume. Dedicat cercetării și dezvoltării soluțiilor sigure și estetice, Viora asigură cel mai înalt standard în domeniul la un preț accesibil.

Viora oferă o gamă largă de tratamente care includ remodelarea corporală, tratamentul celulitei, rejuvenarea pielii, epilare progresivă definitivă și tratamente anti-aging. Toate produsele sunt proiectate de o echipă de veterani în dezvoltarea echipamentelor de estetic medical, bazate pe recomandările profesioniștilor din estetic, chirurgi plastici și dermatologi. Toate produsele Viora sunt produse sub certificare ISO No. 13485.

